

VISIÈRE PROTECTION MEDICALE

Ref. 000698



VUE DU DESSUS

Visière de protection plastique fabriquée en France, agréée contact alimentaire.
Cette visière multi-usage permet de protéger le personnel de tous types de projections.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

COMPOSITION

Cerceau auto-cinquant : PMMA (Plexi) extrudé 8-10mm
Visière : film PVC transparent 300 microns pré-percé, lavable, interchangeable

DIMENSION

180x200mm, épaisseur 8-10mm
La visière est dimensionnée de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la population française

FABRICATION

Conçu, découpé et assemblé en Alsace

CONDITIONNEMENT

A l'unité, sous film

LES + DU PRODUIT

- Produit « **Made in France** », fabrication 100% française
- Produit durable, visière lavable et interchangeable

UTILISATION

SENS DE LA VISIERE

Le logo « Alsace », gravé sur le cerceau, doit se trouver à gauche lorsqu'on porte la visière.
Voir photo ci-dessus

METTRE LA VISIERE EN PLACE

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
2. Clipser la visière sur une griffe latérale puis sur les 2 picots avant, finir avec la griffe latérale opposée
3. Passer la visière sur le haut du crâne en la maintenant par les deux branches fines, ajuster avec ou sans l'élastique fourni

RETIRER LA VISIERE

1. Saisir les 2 branches et retirer simplement le cerceau par le haut sans toucher la face avant
2. Déclipser la visière PVC et la nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'un désinfectant
3. Stocker soigneusement la visière jusqu'à la prochaine utilisation
4. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

ENTRETIEN

Nettoyage à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit désinfectant.

Remplacer impérativement la visière si les perforations de fixations commencent à présenter un jeu trop important, elle risquerait de se déclipser pendant l'usage.

Ensemble, redonnons vie à vos produits !