


FICHE TECHNIQUE : PAPIERS INDICATEUR

Avec pH-Fix, le pH d'un échantillon peut directement et immédiatement être vérifié quel que soit le lieu, sans calibration. Les languettes test jetables ne demandent aucun entretien. Elles sont très simples d'utilisation si bien que même les personnes inexpérimentées en chimie peuvent effectuer des mesures en toute sécurité.



La longueur du plastique de la languette protège de tout contact avec la solution à tester, pour une analyse sans risque des liquides toxiques, dangereux ou corrosifs.

Les zones de test correspondent parfaitement à l'échelle de couleurs en terme de positionnement et de teintes, pour une grande exactitude de comparaison. Résultat : la mesure du pH s'effectue de manière rapide, simple et précise.

Contrairement aux papiers pH traditionnels, l'indicateur est ici lié chimiquement à la fibre de cellulose. Grâce à ce procédé chimique breveté, on évite la migration de l'indicateur, même dans le cas de solutions fortement alcalines.

Avec des indicateurs colorés stables

L'indicateur des languettes pH-Fix est lié chimiquement à la fibre de cellulose. Grâce à ce procédé chimique breveté, on évite la migration de l'indicateur, même dans le cas de solutions fortement alcalines. L'échantillon pourra ainsi servir à d'autres déterminations.

Simple et sûr

La longueur du plastique de la languette protège les doigts de tout contact avec la solution à tester, pour une analyse sans risque des liquides toxiques, dangereux ou corrosifs. Les zones de test de colorations différentes sont clairement séparées, ce qui garantit une comparaison précise avec l'échelle de couleurs. Résultat : la mesure du pH s'effectue de manière rapide, simple et précise.

Test	Echelons
Boîte classique de 100 languettes 6 x 85 mm	
pH-Fix 0 - 14	0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14