



## Fiche Technique

### Références :

PAN 1203 BR: 5 cm x 7 cm

PAN 1204 BR: 7 cm x 10 cm



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

## **Pansements stériles « Brûlures »**

### Descriptif :

Les pansements URGO sont stériles et soulagent la douleur. Ils n'adhèrent pas à la plaie, ce qui permet un retrait indolore. Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydro colloïdes se gélifient et forment avec la composante vaselinée un gel lipido-colloïdal qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel en milieu humide.

Ce gel disparaît au rinçage lors du renouvellement du pansement.

Traitement des brûlures du second degré superficiel et des blessures de type éraflures.

Pansement : support non tissé hypoallergénique doux.

« Si le dispositif porte une indication précisant que le dispositif est à usage unique, des informations sur les caractéristiques connues et les facteurs techniques connus du fabricant qui pourraient présenter un risque si le dispositif devait être réutilisé. Si, conformément au point 13.1, aucune notice d'utilisation n'est nécessaire, l'information doit être rendue disponible pour l'utilisateur sur demande».

### Formats disponibles :

5 cm x 7 cm – le format du tulle est de 2.5 cm x 4.5 cm

10 cm x 7 cm – le format du tulle est de 4.5 cm x 7 cm

### Utilisation :

Usage externe

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

