



# Conditionnement:

IOPRO029

- Carton de 6 x 750ml
- EAN: 3500590026628

### IOPRO029-5

- Carton de 2 x 5L
- EAN: 3500590026635

# PICTO:







# DETARTRANT DESINFECTANT SANITAIRE 4D

Nettoie, détartre, désinfecte et parfume.

**IOPRO** détartrant désinfectant sanitaire 4D est le produit idéal pour éliminer le tartre de calcaire et les dépôts savonneux tout en désinfectant les surfaces et redonne la brillance et éclat avec un parfum agréable.

### MODE D'EMPLOI

# Solution prête à l'emploi

- Appliquer avec un pulvériser idéalement avec une buse moussante à environ 40 cm des surfaces puis frotter avec une lingette type microfibre.
- Laisser agir de 5 à 15 minutes suivant le niveau de désinfection souhaitée.
- Rincer ou essuyer la surface nettoyée

Le bidon de 5L est la recharge du Flacon 750ml.

Attention de ne pas appliquer le produit sur des surfaces non résistantes aux acides.

### **CARACTERISTIQUES**

Aspect: Liquide rouge parfum fleurie

pH: 1.80 Densité: 1,01

**Contact alimentaire: Non** 

## REGLEMENTATION

Craint le gel. Ne pas avaler. Ne pas mélanger

Usage biocide : TP2. Utilisez les biocides avec précaution. Produit de nettoyage conforme au règlement concernant la biodégradabilité des agents.

de surface (règlement n°648/2004).

La formule de ce produit est déposée au centre anti-poisons de Nancy nº d'urgence : 0383323636.

Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

ACTIF SUR	NORMES	Temps de traitement	
VIRUS	EN 14476 Pur sur vaccine (5min, 20°, Conditions de saleté 3g/l'albumine bovine)	5 min	70070
BACTÉRIES	EN1276 pur (5min, 20°, Conditions de saleté 3g/l'albumine bovine) - EN13697 pur (5min, 20°, Conditions de saleté 3g/l'albumine bovine)	5 min	30000
LEVURES	EN1650 pur sur candida albicans (15min, 20° conditions de salet 3g/l'albumine bovine) – EN13697 pur sur candida albicans (15min, 20° conditions de saleté 3g/l'albumine bovine)	15 min	2010



