

1175 GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ SLIM SANS POUDRE Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie II

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité
- Bonne dextérité
- Son aspect micro-texturé en bout de doigt lui confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations
- La finesse du gant offre une dextérité quasi équivalente à celle d'un gant latex
- Étanche à l'eau et à l'air



Préconisation:

- Gant destiné à un usage professionnel
- En milieu médical ou industriel, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le porteur du gant et les personnes examinés ou les objets/matériaux manipulés.
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées pour les porteurs, les patients ou les objets/matériaux, et limite les risques d'irritation.
- Pour les manipulations / préparations alimentaires (démarches HACCP).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch® Advanced™ Slim
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Bleue
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts Texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur de la paume :	0,05 mm min.
Épaisseur du doigt :	0,05 mm min.
Poids unitaire (M):	4 g
Origine :	Thaïlande
NQA :	< 1,5
Force à la rupture:	
✓ Avant vieillissement	≥6N
✓ Après vieillissement	≥6N

Article	Taille	
1175-A	T 6	XS
1175-B	T 7	S
1175-C	T 8	M
1175-D	T 9	L
1175-E	T 10	XL



INDUSTRIES

Santé / Médical / Dentiste / Tatoueur / Agro-alimentaire / RHF / Collectivité Hors Restauration / Collectivité / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche.

CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CE

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables

Fabriquée sous un système qualité certifié ISO 13485

Conforme aux exigences de la Directive 89/686/CEE

Répond aux normes EN 420 et EN 374-2:2003 pour les gants de protection contre les micro-organismes

Conforme aux exigences du Reg.(CE) 1935/2004 et de l'arrêté du 09 Novembre 1994. Ce gant est apte au contact alimentaire*.

*Restriction : Ne pas mettre en contact avec les denrées très grasses (cf annexe 1).

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de la vie du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES








Caractéristiques carton



Caractéristiques boîte distributrice

Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1175-A	330 x 260 x 230	4	60	220 x 125 x 65	10 x 100	
1175-B	330 x 260 x 230	4,2	60	220 x 125 x 65	10 x 100	
1175-C	330 x 260 x 230	4,5	60	220 x 125 x 65	10 x 100	
1175-D	330 x 260 x 230	4,9	60	220 x 125 x 65	10 x 100	
1175-E	330 x 260 x 230	5,2	60	220 x 125 x 65	10 x 100	



Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1175-A	8 718 007 902 310	8 718 007 002 317
1175-B	8 718 007 902 327	8 718 007 002 324
1175-C	8 718 007 902 334	8 718 007 002 331
1175-D	8 71 8007 902 341	8 718 007 002 348
1175-E	8 718 007 902 358	8 718 007 002 355