



# Klint V

Gel d'atelier



**Gel d'atelier** nettoyant pour mains sales. Efficace contre les petites et moyennes salissures (peinture, goudron, huiles, encre, cambouis).

**Applications :** ateliers, garages, industries.

- ✓ **Formule hypoallergénique**
- ✓ **Sans solvant selon la norme NF T 73-101**
- ✓ **Formule comprenant des charges végétales**



## Composition

AQUA, PEG-7/PPG-2 PROPYLHEPTYL ETHER, PRUNUS ARMENIACA (APRICOT) SEED POWDER, TRIETHANOLAMINE, C11-15-ISOALKANES, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, CARBOMER, DMDM HYDANTOIN, C13-14 ALKANE, BENZYLHEMIFORMAL, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM

## Innocuité

- Hypoallergénique : formule testée et approuvée sur 50 volontaires, sous contrôle dermatologique.
- Très bonne tolérance cutanée : testée sur volontaires sous contrôle médical.

## Caractéristiques

Aspect : gel crémeux beige  
Parfum : abricot  
pH (10 %) : 7 - 8  
Viscosité : 24 000 – 30 000 mPa.s

## Précautions d'emploi

Usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

## Mode d'emploi



Prendre une dose de gel sans se mouiller les mains



Frictionner soigneusement avec le produit jusqu'à dissolution des salissures



Rincer abondamment et essuyer avec un essuie-main à usage unique

## Propriétés

- Permet d'ôter les salissures tenaces grâce à l'effet mécanique des charges végétales.
- Produit enrichi en agents émoullissants, laissant un film protecteur sur les mains.
- Sans solvant: conforme à la norme NF T 73-101.

## Environnement

- Enrichi en grains abrasifs d'origine végétale (noyaux d'abricots)
- 100% des tensioactifs biodégradables
- Emballage 100% recyclable

## Conservation

Répond aux critères recommandés par la Pharmacopée chapitre 5.1.3 (4ème édition).

## Stabilité

Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. Craint le gel.

## Conditionnement

Conditionnements	Compatibilité appareil /support	Code Produit
Pot 4 x 4,5 L	LH607	E2261DAU01X
Recharge 4 x 5 L avec pompe	Alphapak 5000	E2261DAW00F
Bidon 4 x 5 L		E2261DAW008
Recharge 6 x 2 L	Alphamouss XL	E2261FAS00T

Rev.: 2/21.09.15

