



Fiche Technique

Référence : SER 6099 PH



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle

Dosette de sérum physiologique stérile

Descriptif :

Le sérum physiologique est fabriqué en condition stérile et s'utilise aussi bien pour nettoyer les paupières que le pourtour des yeux.

Il est non irritant. Le sérum physiologique est une solution isotonique.

Par son action humidifiante, le produit soulage la sécheresse oculaire.

Sa présentation en dose unitaire le rend hygiénique et facile d'emploi.

Contenance : Dosette 5 ml à usage unique

Renseignements pratiques :

Verser quelques gouttes de sérum physiologique sur une compresse (de préférence stérile) ou dans une œillère operculée puis pratiquer le nettoyage de l'œil.

Ingrédients :

Chlorure de sodium : 0.9 g

Eau purifiée qsp

Conservation :

Toute unidose entamée ne doit pas être réutilisée.

Ne pas utiliser la même unidose pour le nez et les yeux.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation et stocker à température ambiante.

Certification CE, Norme NF, Pays d'origine : FRANCE

Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com

