



## Fiche Technique

**Référence : AER 5900 EA**

Gencod : 3328680040558



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

## Aérosol d'eau stérile nettoyante

### Propriétés du produit actif :

Etudié pour minimiser les risques d'allergie cutanée, cet aérosol d'eau stérile nettoyante permet d'enlever des petites particules (petits cailloux, sciure, poussière, grains de sable...), là où un point d'eau n'est pas toujours disponible.

Il est muni d'un diffuseur à jet directionnel basse pression permettant de cibler la zone à nettoyer ainsi que les endroits sensibles.

Indolore, incolore, ne pique pas.

### Contenance :

110 ml brut - 50 ml net  
Gaz propulseur ininflammable

### Utilisation et mode d'emploi :

Agiter puis pulvériser sur la zone à nettoyer.

Usage externe

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

